

Набор для энтомологических исследований

Набор предназначен для проведения практических полевых и лабораторных занятий по биологии и экологии, а также для практических работ по курсу зоология беспозвоночных. В состав набора входит 32 элемента. Содержит все необходимое оборудование и методические рекомендации.

Представляет интерес для учеников, студентов и аспирантов, обучающихся по различным дисциплинам направления «биология».



Название	Назначение	количество, шт
Расправилка раздвижная	Фиксация насекомых, в частности бабочек	1
Энтомологические булавки №1	Позиционирование насекомых	20
Энтомологические булавки №3	Позиционирование насекомых	20
Булавки для этикеток	Крепление этикеток	20
Плашки прозрачные 14x5 мм	Фиксация жуков и других насекомых	20
Пергаментная лента, для расправилок	Позиционирование насекомых на расправилке	1
Бумажные конвертики для насекомых	Транспортировка насекомых с места сбора	20
Пакетики полиэтиленовые 60x80	Транспортировка насекомых с места сбора	20
Пакетики полиэтиленовые 80x120	Транспортировка насекомых с места сбора	10
Пакетики полиэтиленовые 70x100	Транспортировка насекомых с места сбора	10
Лупа с подсветкой, 3,5x + 10x	Изучение деталей строения насекомых в ходе их идентификации/анализа	1
Пинцет с изогнутыми кончиками	Перемещение насекомых	1
Кейс для транспортировки	Хранение и транспортировка набора	1
Этикетки с символом пола насекомого	Обозначение пола насекомого	60
Маркер	Маркировка емкостей	1
Пробирки с завинчивающейся крышкой 5 мл	Транспортировка и хранение насекомых	3
Пробирки с защелкивающейся крышкой 2 мл	Транспортировка и хранение насекомых	5
Чашка Петри 60мм	Размещение насекомых, транспортировка	3
Игла препаровальная прямая	Перемещение насекомых и проведение работ по их расправлению	1

Название	Назначение	количество, шт
Игла препаровальная изогнутая	Перемещение насекомых и проведение работ по их расправлению	1
Шприц	Для работы с этилацетатом	1
Контейнер с крышкой, 30 мл	Транспортировка и хранение насекомых	3
Контейнер с крышкой, 60 мл	Транспортировка и хранение насекомых	3
Контейнер с крышкой, 120 мл	Транспортировка и хранение насекомых / использование в качестве морилки	2
Перчатки, пара	Защита рук при работе со реактивами для морилок	2
Органайзер	Хранение мелких элементов	1
Этилацетат, 60 мл	Используется для морилок	1
Ножницы	Работа с этикетками и бумагой	1
Пинцет прямой	Позиционирование насекомых	1
Скальпель	Работы с насекомыми по перемещению и реставрации	1
Методические материалы	Изучение основ работы на занятиях по энтомологии	1
Паспорт	Сопроводительная документация	1