



ООО «Научно-производственное объединение Унитех»

Инструкция по установке программного обеспечения
«Программа считывания, редактирования и демонстрации
данных для учебно-лабораторного оборудования Унитех»

- 1) Подключить SD-карту (microSDXC, класс скорости UHS Speed Class или выше) объемом не менее 8Гб в ПК посредством встроенного или внешнего кард-ридера.
- 2) Записать файл образа диска (RaspberryPi 17102023.img) подходящим ПО (напр. Win32DiskImager) на подключенную SD-карту.
- 3) В корень записанного образа поместить файл app_config.json с предустановленными конфигурационными параметрами (название и серийный номер лабораторного модуля, цветовая схема, название и пароль Wi-Fi точки доступа).

Программное обеспечение **«Программа считывания, редактирования и демонстрации данных для учебно-лабораторного оборудования Унитех»** разработано для работы на лабораторном оборудовании ООО «НПО Унитех», в связи с чем мы готовы продемонстрировать работу ПО по ВКС (видео-конференц связи).

Контактная информация:

Тел.+7 (3822) 99-20-22

E-mail: info@npounitech.ru