

# Набор «Электрогравиметрия»

Набор предназначен для проведения лабораторных занятий по электролизу и электрогравиметрии, а также подходит для практических работ различного характера по курсу Электрохимии в вузах, средне-специальных учебных заведениях и общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением естественно-научных дисциплин.



## Перечень реактивов

Наименование	Назначение	Кол-во, шт
Источник питания	Обеспечивает стабильное и точное питание постоянного тока	1
Мешалка магнитная с подогревом	Размешивание и подогрев растворов	1
Комплект проводов подачи питания для источника тока, тип «крокодил»-«банан»	Передача напряжения с источника питания на электроды	2
Эксикатор	Высушивание электродов	1
Держатель электродов	Крепление электродов	1
Электрод алюминиевый	Передача напряжения к раствору	10
Электрод кислотоустойчивый	Передача напряжения к раствору	1
Электрод медный пластинчатый	Передача напряжения к раствору	4
Электрод нержавеющий сетчатый	Передача напряжения к раствору	1
Электрод свинцовый	Передача напряжения к раствору	20
Электрод серебряный	Передача напряжения к раствору	1
Методические материалы	Теоретическая информация	1
Паспорт	Сопроводительная информация	1